




torqualizer® ef med 600



- 体育 & 健身
- 物理疗法
- 性能诊断
- 骨科康复
- 神经康复
- 心肺康复
- 心肺诊断
- 测力



冲在时间的前面®



torqualizer ef med 600

除跑步机外,自行车测力计是心脏训练中一款经典设备,也是专业用户在应用测力学,性能诊断,理疗和心肺功能运动测试CPET中的另一种理想的测试和训练装置。独立于电源(无电源线!),即使采用多数各种选项,也可保证设备的灵活性,节省资金。可选的长度可调曲柄臂对于所有运动范围有限的用户来说都是非常重要的特征。

功能& 特点

- 易于操作,多种色彩,带有生物力学反馈的背光显示
- 轻松步入
- 可垂直和水平调节车座
- 编码POLAR 脉冲接收器
- RS232 接口



选项:曲柄杆长度可调

规格

- 电网独立,无电源线
- 校准驱动/制动单元
- 混合制动系统(HBS)
- 单带制动,自我调节且无声
- 功率范围: 15-500 瓦特(可选750瓦) 不依赖RPM, 15-1000 瓦特 依赖于RPM 负荷变数: 5 瓦特
- 速度范围: 20 - 120 rpm/min
- 制造根据: DIN EN ISO 20957-1 SI, DIN EN ISO 20957-5 A, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2
- 使用者最高体重: 150kg(可选200kg)
- 尺寸(长x宽x高): 120x65x155cm
- 重量: 63kg 非包装
- 德国制造



设备/产品	订单号
h/p/cosmos torqualizer® ef med 600	cos30021ef-med600
可调节长度的曲柄杆/不锈钢制成	cos30021ef-acr
心率传感器-耳朵	cos30021ef-eps
升级为用户体重可高达200 kg	cos30021ef-muw
延长最大电阻 - 750瓦	cos30021ef-pup
飞行数据包2.0	cos30021ef-rfi
运用于移动设备的额外脚踏	cos30021ef-rol
测试附件带有12个附加程序(包括治疗附件)	cos30021ef-tep
治疗附件包括8个额外运用于训练的程序	cos30021ef-thp
出口包装	cos30021-B-EF-AL-843
出口包装(防海水包装)	cos30021-B-EF-AL-531

联系方式

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
德国

电话: +49 86 69 86 42 0
传真: +49 86 69 86 42 49

sales@h-p-cosmos.com
www.h-p-cosmos.com

skype: @h-p-cosmos.com (search & select name)
youtube: youtube.com/hpcosmos
twitter: twitter.com/hpcosmos
facebook: facebook.com/hpcosmos