

h/p/cosmos®



robomove®

der zeit voraus



Was ist robomove®?

Der robomove® expander ist eine Auskoppelung der bewährten robowalk® Technik, die speziell für die h/p/cosmos® Laufbänder entwickelt wurde. robomove® ist ein Gummi-Seilzugsystem zur Wandmontage und damit unabhängig von Laufbändern. robomove® wird eingesetzt für herkömmliche Trainingsmethodik und Therapien ähnlich wie mit bekannten Kabelzugeinheiten.

Dem Probanden werden an Armen und/oder Beinen Schlaufen oder Manschetten angelegt und mit den Seilzügen verbunden. Die Gummizüge generieren entweder eine Zugunterstützung für exzentrische Übungen oder einen Widerstand für konzentrische Übungen.

Durch Veränderung der Zugrichtung und in Folge der Kraftwinkel mittels verstellbare Umlenkrollen ist auch eine Bewegungskorrektur möglich.

Die Verstellung in Höhe erfolgt sehr schnell und einfach. Die Skalen sorgen für Reproduzierbarkeit der Höheneinstellungen.

Das vom bekannten Bodyspider® patentierte Zugeinstellmodul besteht aus stufenlos einstellbaren Gummiseilzügen mit Skala zur Belastungsanzeige.

Vorteile des robomove®?

- robomove® basiert auf der robowalk® Technologie von h/p/cosmos
- anwendbar für Fitness und bei orthopädischen sowie neurologischen Problemen
- platzsparendes Zugsystem und sehr geringes Gewicht, da keine Gewichtsplatten
- vertikal oder horizontal montierbar und verstellbar
- im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Expandern oder Therapiebändern konstanterer Zugwiderstand und flachere Kraftkurve über die ganze Strecke.
- sehr leise & extrem wartungsarm, da keine Gewichtsplatten oder Plattenführung.
- keine Kraftänderungen an den oberen oder unteren Umkehrpunkten, da keine kinetische Energie wie vergleichsweise bei Kabelzügen mit Gewichtsplatten.
- bis zu 4 Auszüge zu je max. 50 Newton (ca. 5 kg) gleichzeitig pro Einheit

Anwendungsgebiete

- Bewegungstherapie
- Mobilisierung
- Koordinations- und Funktionstraining
- Krafttraining und Ausdauertraining auch für extrem schnelle Bewegungen

robomove®	bestellnummer	preise netto
robomove® expander vh 1,2 m Länge	cos101659va01	1.150,00 €
robomove® expander vh 2,0 m Länge	cos101659va02	1.300,00 €

DE: Alle Preise sind netto, EXW (ex works) ab h/p/cosmos Werk Deutschland, in EURO. Die Preisliste ist gültig vom 01.04.2014 - 31.12.2014 nur in Deutschland. Preise im Ausland können bedingt durch Zusatzkosten signifikant abweichen. Transport, Verpackung, UST, Einfuhrsteuern, Zollgebühren, Installation und Einweisung sind nicht im Preis enthalten.

EN: All prices net, EXW (ex works) h/p/cosmos factory Germany, in EURO. Valid from 01.04.2014 until 31.12.2014 only for Germany. Prices in other countries can vary significantly.

Transport, packing, VAT, import taxes, custom duties, L/C and bank fees, installation and instruction are not included.



kontakt

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany

phone: +49 86 69 86 42 0

fax: +49 86 69 86 42 49

sales@h-p-cosmos.com

www.h-p-cosmos.com

skype: @h-p-cosmos.com (search & select name)

youtube: youtube.com/hpcosmos

twitter: twitter.com/hpcosmos

facebook: facebook.com/hpcosmos