

Gewichtsentlastungsgerät für Körpergewichts-Teilentlastung

Modellname:	h/p/cosmos airwalk® 50
Hersteller:	Pneumex Inc.
Bestellnummer:	cos10092
Anwendungen:	Gewichtsentlastung (während Laufbandtherapie / Training); Sturzsicherung (während Laufbandtherapie / Training); Gewicht unterstütztes und / oder gesichertes Gleichgewichtstraining; Gewicht unterstütztes und / oder gesichertes Gehübungen; Geschwindigkeitstraining in Fitness und Leistungssport; Gewichtsentlastung dynamisch und stufenlos einstellbar; Laufband stoppt nicht automatisch, wenn der Proband in das Gewichtentlastungssystem stürzt;
Steuerung:	manuell über Drehschalter/Luftdruckregler am Rahmen
Gewichtsentlastung:	dynamische Gewichtsentlastung stufenlos einstellbar ca. 5...50 kg (110 lbs)
Probandengewicht:	max. 100 kg (220 lbs) am Gewichtsentlastungssystem
Gerätemasse:	Höhe (einstellbar): 242...265 cm (7ft 11"...8ft 8") Breite (Außenmaße airwalk): 122 cm (4ft) Breite (Bereich für Laufband): 107cm (3ft 6")
Drehmöglichkeit:	max. 2 x 360° Rotationen des Probanden
Anzeige (Auflösung):	analoges Manometer am Rahmen
Klassifizierung:	Medizinprodukt Risikoklasse I gemäß RL 93/42/EWG, therapeutisches Medizinprodukt
Zubehör (incl.):	Gebrauchsanweisung, 1x Entlastungsweste cos10096-01 (Größe M, Taillenumfang 81...112 cm) weitere Westen Größen XS ... L gegen Aufpreis
Kompatibilität:	h/p/cosmos Laufband nicht im Lieferumfang enthalten! pluto, mercury, locomotion, quasar, pulsar externe Geräte: nur mit autorisierten Bestätigung!
Farbe Rahmen:	grau-aluminium RAL 9007 (pulverbeschichtet);
Bruttogewicht:	Gerät ca. 48 kg (105.8 lbs)
Verpackung:	Karton 1: 127 x 60 x 22 cm / Gewicht: 28,5 kg 1ft 8"x 1ft 12" x 8.7" / Gewicht 51.6 lbs Karton 2: 233 x 15 x 7 cm / Gewicht: 19,5 kg 7ft 7.7" x 5.9" x 2.8" / Gewicht 43 lbs
Luftversorgung:	Druckluftanschluss von 8 bis 10 bar erforderlich.

Kompressor (cos10094) muss separat bestellt werden und ist nicht enthalten im Systempreis.

Alternative: Anschluss an ein vorhandene Druckluftsystem mit 8 ... 10 bar.

Sachmangelhaftung Anspruchsfrist: 12 Monate

Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von Optionen, Zubehör und Verpackung.

Irrtum & technische Änderungen vorbehalten.

Warnung! Anwendung und Bedienung nur durch von h/p/cosmos eingewiesenes Personal. Wartungs-/Servicearbeiten nur durch von h/p/cosmos geschulte und autorisierte Techniker. Das Entlastungsseil ist mindestens einmal monatlich einer Sichtprüfung auf Abnutzung oder Beschädigung zu unterziehen. Ein mindestens jährlicher Wechsel des Seiles (oder früher bei intensiver Benutzung und/oder erkennbarer Abnutzung und/oder Beschädigung) ist vorgeschrieben!

h/p/cosmos airwalk® ... Gewichtsentlastung in neuen Dimensionen.

Herkunftsland: USA