

Bezeichnung: **Laktat Testlösung 8,9 - 11,1 mmol/l
sirius Lactate Scout+**
Hersteller: SensLab GmbH
Bestellnummer: cos15527-01-10mmol
Verwendungszweck: Testlösung zur Funktionskontrolle von h/p/cosmos sirius
und sirius Lactate Scout+ Laktatmessgeräten
Aufbewahrung: Vor Feuchtigkeit, Licht und hohen Temperaturen schützen!
Lagertemperatur +5°C bis +25°C! Testlösungen nur in
Originalflasche transportieren und lagern! Nicht auf- oder
umfüllen! Nicht verdünnen! Unmittelbar nach jeder
Verwendung die Testlösungs-Flasche wieder verschließen!
Verfallsdauer: Die Testlösungen sind innerhalb 90 Tagen nach erstem
Öffnen der Testlösungs-Flasche bzw. vor Ablauf des
aufgedruckten Haltbarkeitsdatums zu verwenden.
Zielwert: 10 mmol
Menge: 2,5 ml
Vertrieb nur innerhalb der EU, nicht für USA oder Kanada.