

Fahrrad-Ergometer: **h/p/cosmos torqualizer® 600-med**
 Hersteller: emotion fitness GmbH & Co. KG / Germany
 Bestellnummer: cos30021emf-med600
 Anwendungen: Ausdauertraining Fahrradfahren,
 Belastungsgerät für Leistungstests
 Funktionen: Multicolor Hintergrundbeleuchtung mit Bio-Feedback
 Freier Durchstieg
 Horizontale und vertikale Sattelverstellung
 Codierter Polar®-Pulsempfänger
 Max. Nutzergewicht: 150 kg (optional gegen Aufpreis: 200 kg)
 Stromanschluss: Betrieb des Ergometers erfolgt Netzunabhängig
 Steuerung: über UserTerminal mit Tastatur und Display,
 integrierte Schnittstelle (RS232)
 Leistungsbereich: 15 ... 500 Watt drehzahlunabhängig (optional gegen
 Aufpreis 750 Watt)
 15 ... 1.000 Watt drehzahlabhängig
 Abstufungsschritte: 5 Watt
 Drehzahlbereich: 20 ... 120 U/min
 Bremse: Hybrid-Brems-System (HBS)
 Antrieb: Kalibrierte Antriebseinheit, Mono-Riemenantrieb,
 selbstnachstellend und leise
 Sicherheit: Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG,
 DIN EN ISO 20957-1 SA; DIN EN ISO 20957-5 SA;
 DIN EN 60601-1; DIN EN 60601-1-2;
 Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIa gemäß RL 93/42/EWG,
 therapeutisches Medizinprodukt und
 diagnostisches Medizinprodukt
 digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1
 optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter
 Programme: quick-start
 watt
 pulstraining
 optional gegen Aufpreis: Therapie Paket
 Farbe Rahmen: grau-aluminium RAL 9007 (pulverbeschichtet)
 Gerätemasse: L: 120 cm (3ft 11,24") B: 65 cm (2ft 1,59")
 H: 155 cm (5ft 1,02")
 Nettogewicht: Gerät ca. 63 kg (139 lbs)
 Bruttogewicht: Gerät ca. 80...100 kg (176...220 lbs)