

h/p/cosmos®



torqualizer® 600 med

der zeit voraus®



Optional: Längenverstellbare Tretkurbel



torqualizer 600ef med

Das Fahrradergometer ist neben dem Laufband ein Klassiker im Cardiotraining und ein weiteres ideales Test- und Trainingsgerät für den professionellen Anwender. Die Unabhängigkeit des Gerätes von einem Netzkabel bleibt auch bei den meisten der vielfältigen Zusatzoptionen erhalten, was Ihnen räumliche Flexibilität bietet und Kosten spart. Für die gesundheitsorientierte Anwendung bietet das torqualizer Fahrradergometer einen einwandfreien Durchstieg und eine ergonomische Sitzposition durch den horizontal und vertikal verstellbaren Sattel.

Funktionen

- Multicolor Hintergrundbeleuchtung mit Bio-Feedback
- freier Durchstieg
- Horizontale und vertikale Sattelverstellung
- Codierter Polar®-Pulsempfänger
- RS232 Schnittstelle

Optionen

Ergometer torqualizer 600ef med	cos30021ef-med600
Leistungs Upgrade 750 Watt	cos30021emf-pup
Therapieprogrammpaket: 8 weitere Programme	cos30021emf-thp
Testprogrammpaket	cos30021emf-tep
Längenverstellbare Tretkurbel	cos30021emf-acr
RFID-System / Drahtlosnetzwerk	cos30021emf-rfi
Ohrpulssystem	cos30021emf-eps
Nutzergewichtserhöhung auf 200 kg	cos30021emf-muw
Verpackung (Kiste)	cos30021emf-pic

Technische Daten

- Netzunabhängiger Betrieb, kein Netzkabel
- Kalibrierte Antriebs- / Bremsenheit
- Hybrid-Brems-System (HBS)
- Mono-Riemenantrieb, selbstnachstellend und leise
- Leistungsbereich: 15 – 500 Watt (optional 750 Watt) drehzahlunabhängig, 15 – 1000 Watt drehzahlabhängig, Abstufungsschritte: 5 Watt
- Drehzahlbereich: 20 – 120 U/min
- Gefertigt gemäß: DIN EN ISO 20957-1 SA, DIN EN ISO 20957-5 SA, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2
- CE nach Richtlinie für Medizinprodukte 93/42 EWG. Klasse IIa
- Zugelassenes Nutzergewicht: 150 kg
- Maße: 120 x 65 x 155 cm
- Gewicht: 63 kg (unverpackt)
- Made in Germany

Händler:

Kontakt

h/p/cosmos sports & medical gmbh
 Am Sportplatz 8
 83365 Nussdorf-Traunstein
 Germany

phone: +49 86 69 86 42 0
 fax: +49 86 69 86 42 49

sales@h-p-cosmos.com
 www.h-p-cosmos.com

skype: @h-p-cosmos.com (search & select name)
 youtube: youtube.com/hpcosmos
 twitter: twitter.com/hpcosmos
 facebook: facebook.com/hpcosmos