





トルクライザー torqualizer® ef med 600



- スポーツ& フィットネス
- セラピー
- パフォーマンス 診断
- 整形外科リハビリテーション
- ニューロ リハビリテーション
- 心肺リハビリテーション
- 心肺診断
- エルゴメーター





オプション: 長さ調節付きクランクレバー



トルクライザー ef med 600

トレッドミルに加えて、自転車エルゴメータは、心臓トレーニングと別の理想的なテストでは古典的なマシンです。そのアプリケーションのエルゴメトリー、パフォーマンス診断、治療、および心肺運動テストCPETにおいて、プロのユーザーのためのテストおよび訓練装置を提供します。電源（電源ケーブル無し）は必要なく、ユニットは様々なオプションの大部分でも保証され、柔軟性を保証し、お金を節約します。オプションの長さ調節可能なクランクアームは、動作範囲に制限があるすべてのユーザーにとって非常に重要な機能です。

機能 & 特徴

- 簡単操作 マルチカラー、バイオフィードバック表示バックライト付きディスプレイ
- 簡単な乗り降り
- 高さと前後への調節可能サドル
- POLAR® 心拍数レシーバー
- RS232 インターフェース

仕様

- 電源依存なし 電源コード不必要
- 校正されたドライブ/ ブレーキユニット
- ハイブリットブレーキシステム (HBS)
- モノバルト駆動、自己調整で静か
- パワーレンジ: 15-500 ワット(オプション750 ワット) 回転数に依存なし,
15 - 1000 ワットの回転数に依存するワークロードステップ: 5 ワット
- スピードレンジ: 20 - 120 rpm/min
- 製造基準: DIN EN ISO 20957-1 SI, DIN EN ISO 20957-5 A,
DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2
- CE 93/42 / EEC指令、クラスIIaによる医療機器のガイドラインに基づくCE
- ユーザー許容体重: 150 kg (オプション: 200 kg)
- サイズ(LxWxH): 120 x 65 x 155 cm
- 重量: 63 kg 包装なし
- ドイツ製

デバイス / アイテム	オーダー番号
h/p/cosmos torqualizer® ef med 600 トルクライザー	cos30021ef-med600
長さ調整レバー付きクランク/ ステンレススチール製	cos30021ef-acr
心拍数センサー 耳用	cos30021ef-eps
最高体重アップグレード 200 kg	cos30021ef-muw
最大抵抗 - 750 ワット	cos30021ef-pup
フライングデーターパッケージ 2.0	cos30021ef-rfi
オプションアルフィートモバイルユーズ	cos30021ef-rol
追加テスト12 プログラム(セラピーアドオン含む)	cos30021ef-tep
セラピーアドオンと 8 追加トレーニングプログラム	cos30021ef-thp
梱包 輸出用	cos30021-B-EF-AL-843
梱包 輸出用(ウォータープルーフ)	cos30021-B-EF-AL-531

代理店

お問い合わせ:

h/p/cosmos sports & medical gmbh (エイッチ/ピー/コスモス スポーツ&メディカル社)

Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany

電話: +49 86 69 86 42 0

ファックス: +49 86 69 86 42 49

Eメール: sales@h-p-cosmos.com

ホームページ: www.h-p-cosmos.com

スカイプ: h-p-cosmos_hiromi.chiba (日本語対応)

ユーチューブ: youtube.com/hpcosmos

ツイッター: twitter.com/hpcosmos

フェイスブック: facebook.com/hpcosmos