



robomove® ロボムーブ



ロボムーブとは?

h/p/cosmosのトレッドミルに装着用のロボウォークエキスパンダーの特性を活かしトレッドミル無しで使用できるようにしたのがロボムーブです。従来のエキスパンダーエクササイズ用品と似ていますがロボムーブは壁に固定して使用します

エキスパンダーはカフで腕や足につけることができ、弾力性のあるエキスパンダーでエキセントリック(伸張性収縮)とコンセントリック(伸張性収縮短縮性収縮)のトレーニングができます。

ガイドプリーを介してサポート/抵抗とフォースベクトルの調整をすることにより動きの補正が可能です。フォースアングルの調整は簡単に素早くでき目盛りは読みやすい表示になっています

テンション調整モジュールは負荷表示付きのエキスパンダーでBodyspider®で知られるように特許取得されています。

ロボムーブのメリットは?

- h/p/cosmosのロボウォークテクノロジーをベースにしています
- フィットネスや整形外科、神経学的な疾患のトレーニング
- 狭い場所で使用可能、軽くて他にウエイトプレートが必要ありません
- 垂直でも水平でも取り付けることが可能
- 抵抗力は安定していて他のエキスパンダートレーニング機材よりフォースカーブを少なくできます
- ウエイトプレートがないので静かでメンテナンスも最小限
- 機械的エネルギーによる上支点と下支点での抵抗の変化がありません
- 4本のケーブルで50ニュートン(約5kg)でのトレーニングが可能です

アプリケーション

- エクササイズセラピー
- モビリティ
- コーディネーションとファンクショナルトレーニング
- 強さと耐久トレーニング(迅速な動きの中でも可能)

ロボムーブ	注文番号
ロボムーブ エクスパンダー vh 1.2 m	cos101659va01
ロボムーブ エクスパンダー vh 2.0 m	cos101659va02

EN: すべての価格はネット、ユーロ表示、ドイツ h/p/cosmos 工場にて EXW (ex works) ドイツ国内価格。他国の料金は大幅に異なる場合があります。運送、梱包、付加価値税、輸入税、関税、L / Cおよび銀行手数料、設置およびインストール費用は含まれていません。



代理店

お問い合わせ
 h/p/cosmos sports & medical gmbh (エイチ/ピー/コスモス スポーツ&メディカル社)
 Am Sportplatz 8
 83365 Nussdorf-Traunstein
 Germany
 電話: +49 86 69 86 42 0
 ファックス: +49 86 69 86 42 49
 メール: sales@h-p-cosmos.com
 ホームページ: www.h-p-cosmos.com
 スカイプ: h-p-cosmos_hiromi.chiba (日本語対応)
 ユーチューブ: youtube.com/hpcosmos
 ツイッター: twitter.com/hpcosmos
 フェイスブック: facebook.com/hpcosmos