


h/p/cosmos®



pluto® プルート

run ahead of time®



h/p/cosmos treadmill pluto® プルート

h/p/cosmos トレッドミル が価格を抑え 登場

1988 年ドイツで設立されたh/p/cosmosはフィットネス、スポーツパフォーマンス、スポーツ医学、リハビリ、スポーツ科学、バイオメカニクス、ダイアグノスティックなど様々な分野へトレッドミルを提供しています。これまでの経験と技術が製品の良さを保ちつつ、しかし価格を抑えたトレッドミルpluto® プルートを生み出しました

安定したつくりと簡単メンテナンス

トレッドミル pluto® プルートは丈夫なフレームで構成されておりメンテナンスも簡単、使用者の方々に心地よいは使い心地をご提供します。ランニングマシン プルードは、その滑らかさに加えさまざまな機能、強力なドライブエンジンを装備、デザインも飽きの来ない精練されたものになっています

スポーツ&メディカルデバイストレッドミル

トレッドミル pluto® プルートはスポーツタイプに加え循環器学、脳神経学、心臓リハビリテーション、理学療法などの現場でも使用できるクラスIIb適応のメディカルタイプがあります。トレッドミル プルードはインターフェース coscom® コスコムプロトコルを介してECG、呼吸ガス分析装置などの外部機器と接続可能です。

小児用手すりによりお子様のリハビリテーションが可能

小児用手すりは追加オプションにてご用意しており小児用リハビリテーション現場での使用も可能にしました(安全のためセーフティーアーチと併用が義務づけられます)両側と前方向にある手すりは安定と安心をご提供します。

数多くの追加オプション

心肺診断またはフィットネスなどの用途に合わせて様々な追加のオプションを組み合わせ、カスタマイズ可能です。



オプション	注文番号	オプション	注文番号
小児用手すり	cos102400	ロボウォークエキスパンダー F (前用)	cos30022-01
クロスチューブ手すり Ø 30 mm	cos102426	ロボウォークエキスパンダーB (後用)	cos30023-01
車椅子ランプ(LxW): 125 x 80 cm	cos102427	ボトルホルダー	cos12410
ワイヤレス心拍計測ポラールウインド POLAR WIND (ペアリング)	cos100106	PC ソフトウェア para control® パラコントロール(制御用)	cos10071-v4.1.0-txt
アームサポート 高さ&幅、調整機能付き手すり	cos12013	PC ソフトウェア para graphics® パラグラフィックス(制御 と グラフ イックス表示)	cos10156-V2.6.14
アームサポートへの追加コントロール キーボード	cos100680		
追加ストップボタン	cos10107		



警告! インストレーション、ミッション、インストラクション、メインテナンスと修理は h/p/cosmos のトレーニングを受け認定された者にのみ行われなくてはなりません。大型トッド見る (幅 >65cm)、お子様のご使用、特別アプリケーション、設置場所、患者など健康面での制限のある方のご使用の場合 (例 視力障害、など。)、ハイスピードトレーニングなど万が一の怪我などの危険が推測される場合は (例 関節などの術後、何らかの疾患があるなど...)、転倒防止装置の使用が義務付けられています (例。セーフティーアーチや免荷システムなど)。詳しくはユーザーマニュアルを参照下さい。安全エリア: トレッドミルの後ろ最低 2 m (6ft 6.74") とレッドミルの幅を確保。お子様のご使用は必ず常にセーフティーアーチなどの安全装置装着及び 大人の方の付き沿いにお願いいたします。

ランニングマシン	CEマーク	ディスプレイ	注文番号
pluto®	CE	有	cos30026va01
pluto® med	CE 0123	有	cos30026va02
pluto® lt	CE	無	cos30027va01
pluto® lt med	CE 0123	無	cos30027va02



EN: すべての価格はネット、ユーロ表示、ドイツ h/p/cosmos 工場にて EXW (ex works) ドイツ国内価格。他国の料金は大幅に異なる場合があります。運送、梱包、付加価値税、輸入税、関税、L / C および銀行手数料、設置およびインストール費用は含まれていません。

スポーツ / 陸上競技



スポーツ
quasar®
クエサー



スピードトレーニング / スピードラボ
pulsar® 3p
パルサー3p



パフォーマンス診断
pulsar® 3p
パルサー3p



車椅子トレーニング
saturn® 300/100r
サターン



自転車 & 陸上競技
saturn® 300/100r
サターン



インラインスケート
saturn® 300/125r
saturn® 450/300rs
サターン



ファンクショナルトレーニング
pulsar® 3p + robowalk®
パルサー3p + ロボウォーク



クロスカントリースキー
スケート / バイアスロン
saturn® 450/300rs
サターン



フィットネス
mercury®
マーキュリー



モーション分析
quasar® med / para motion®
クエサー / パラモーション

リハビリテーション



神経学 & 整形外科
ロボウォークエキスパンダー
mercury® med
マーキュリーメド



シニアフィットネス
mercury® med
マーキュリーメド



ロコモーションセラピー
locomotion® / airwalk
ロコモーション / エアウォーク



心臓リハビリテーション
mercury® med
マーキュリーメド



負荷とトレッドミルセラピー
mercury® med / airwalk
マーキュリーメド / エアウォーク



脈管学
mercury® med



歩行分析 / バイオメカニクス
h/p/cosmos gaitway II S
zebris force-distribution measurement
ゲイトウェイ / セブリス圧力分布測定



心臓血管ストレステスト
/ 呼吸ガス分析
mercury® lt med
マーキュリーメド



ゲイトセラピー & ゲイトトレーニング
整形外科リハビリテーション
mercury® med / arm support
マーキュリーメド / アームサポート



パラレルバートレーニング
parawalk®
パラウォーク

特別アプリケーション



環境設定室用
pulsar® 3p
パルサー3p



スプリント & 負荷 / 牽引トレーニング
sprint trainer comet®
短距離練習コメット



軍隊用
mercury® special version
マーキュリー強化版



メソッド、コンセプト、教育 & 機器
SpeedLab®
スピードラボ



低酸素高度室
mercury® med
マーキュリーメド



フィットネス梯子トレーニング
クライミング / 消防士訓練
discovery®
ディスカバリー

代理店

お問い合わせ：

「h/p/cosmos sports & medical gmbh (エイチピーコスモス スポーツ&メディカル社)」

Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany

電話: +49 86 69 86 42 0

ファックス: +49 86 69 86 42 49

メール: sales@h-p-cosmos.com

ホームページ: www.h-p-cosmos.com

スカイプ: h-p-cosmos_hiromi.chiba (日本語対応)

ユーチューブ: youtube.com/hpcosmos

ツイッター: twitter.com/hpcosmos

フェイスブック: facebook.com/hpcosmos